

## 00718-100 Genouillères



Large

MASCOT® COMPLETE

o8

PAI

### Matériau principal / Matériau supérieur

100% Ethylène-acétate de vinyl



- Indispensables pour les travaux en position agenouillée.

### Technique

Les genouillères doivent être retirées des poches genoux avant le lavage. Double certification compatible avec le modèle de genouillères larges selon la norme EN 14404-3. Dimensions 15 x 27 cm.

### Utilisateur



### Certifications



- EN 14404-3, type 2, niveau 1, en combinaison avec les produits MASCOT dotés d'une poche genou Large.